

CONTENU STANDARD DE LA TROUSSE DE SECOURS

Juillet 2020 – V5



La trousse de secours doit être facilement identifiable et transportable et doit fermer convenablement. Le contenu doit être validé par le médecin du travail de l'entreprise.

Bande de crêpe



Compresse stérile



Flacon de savon liquide



Gants en vinyle



Pansement adhésif hypoallergénique



Pansement compressif



Pince à écharde



Pack de froid



Solution antiseptique



Couverture isotherme



Ciseaux à bouts arrondis



Kit doigt sectionné



Sucre



Sérum physiologique



- Bande de crêpe
- Compresse stérile individuelle
- Flacon de savon liquide
- Gel hydro-alcoolique
- Gants de protection en vinyle jetables obligatoires pour TOUS les soins
- Masque de protection pour le bouche à bouche
- Pansements adhésifs hypoallergéniques
- Pansements compressifs
- Pince à écharde
- Un pack de froid instantané – isoler la peau avec une compresse ou le vêtement (risque d'engelure)
- Un antiseptique en uni dose ou spray
- Une couverture isotherme (couverture de survie)
- Une paire de ciseaux à bouts arrondis, ciseaux à vêtements
- Une solution d'hypochlorite de sodium (ex : DAKIN COOPER) en cas d'accident d'exposition au sang
- Sacs en plastique propre (type congélation), kit doigt sectionné (en cas d'amputation)
- Sucre en morceau
- Sérum physiologique

AUCUN MÉDICAMENT

Les établissements ne sont pas des lieux de soins. Un médicament n'est jamais totalement inoffensif. Il peut avoir des effets secondaires imprévisibles comme les allergies.



Cette trousse doit être signalée et située dans un endroit facile d'accès, frais, sec et connu de tous. Elle doit rester fermée, être nettoyée, vérifiée et renouvelée régulièrement (attention aux dates de péremption). Le matériel doit être désinfecté après chaque utilisation. Elle est confiée à la responsabilité d'un sauveteur secouriste du travail (SST) ou à défaut une personne désignée.

Conseils pratiques

- Se laver les mains à l'eau savonneuse avant d'effectuer des soins, sinon utiliser un gel hydro-alcoolique.
- Toujours mettre ses gants pour faire les soins.
- Ne pas utiliser du coton hydrophile sur les plaies, utiliser les compresses stériles.
- Nettoyer les plans de travail, les outils, les sols souillés par du sang, avec de l'eau de javel diluée à 0,1 % (1 cuillère à soupe de javel 12° chlorométrique pour 10 cuillères à soupe d'eau). Penser à emballer les compresses souillées par le sang séparément (sac de congélation par exemple).
- Ne jamais mélanger les antiseptiques.

Pour le sauveteur secouriste du travail (SST), en cas d'exposition accidentelle avec le sang du blessé, respecter le protocole suivant :

- Mettre la plaie sous un robinet d'eau courante et savonner ;
- Immerger 5 minutes le point de piqûre ou la plaie dans une solution d'hypochlorite de sodium (ex : DAKIN COOPER) ;
- Consulter le plus rapidement possible les urgences hospitalières les plus proches – il s'agit d'un accident du travail.

NUMÉROS D'URGENCE : SAMU 15 POMPIERS 18 N° d'urgence européen 112

<u>Service d'accueil et d'urgence de l'hôpital le plus proche :</u>	<u>Service urgence mains :</u>
Colmar 03 89 12 41 80	SOS Mains Mulhouse 03 89 32 55 07
Mulhouse 03 89 64 61 40	SOS Mains Strasbourg 03 88 55 22 68
Sélestat 03 88 57 55 60	<u>Centre anti-poisons</u> 03 88 37 37 37
<u>Service de Prévention et de Santé au Travail :</u> 03 89 21 00 20	



Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur vos obligations réglementaires grâce à nos Lettres d'information, nos Fiches Conseil et nos Fiches Outil.

